




استحکام کششی گرم ماسه:

- برای تولید با کیفیت بالا لازم است مواد قالب گیری مورد استفاده دارای خواص مکانیکی مناسبی باشند.
- این دستگاه قادر است آزمایش کشش گرم را که جزء اصلی ترین آزمایش ها می باشد با دقت بالایی انجام داده و مستقیماً اعداد مربوط به هر نمونه را ثبت نماید و در حافظه خود نگهداری کند.
- قابلیت اندازه گیری استحکام کششی گرم انواع ماسه های رزینی دارای لودسل با ظرفیت ۱۰۰kgs
- تنظیم دیجیتال پارامترهای فرآیند و ارائه نتایج آزمون (چاپ نتایج)
- قابلیت ذخیره ۲۵۶ نتیجه آزمون
- جنس قالب استاندارد از فولاد گرم کار
- سیستم حرارت دهی و پخت نمونه استاندارد از بالا و پایین قالب
- قابلیت تنظیم زمان و دماهای مختلف
- قابلیت اتصال به کامپیوتر



مدل	HSM
ابعاد W*D*H (cm)	۸۳*۳۹*۳۲
منبع تغذیه	تک فاز ۲۲۰ ولت
وزن (Kg)	۳۲



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com