

# کیمیا طب گستر

## مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

### چیلر سیرکولاتور ۴ لیتری مدل:

- المنت با حفاظ استیل ضد زنگ برای بالا بردن طول عمر المنت
- استفاده از دقیق ترین میکروکنترلر با دقت ۰.۱ درجه سانتیگراد
- جنس بدنه از ورق روغنی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- ترموستات دوم برای جلوگیری از افزایش دما
- تمامی متعلقات داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- آلارم هشدار دهنده قطع المنت و سنسور
- تانک آب پرسی بدون درز و جوش
- دارای پمپ سیرکولاتور و شیر تخلیه

### خدمات و گارانتی:

- ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ۲ سال خدمات کامل قطعات

### مشخصات خارجی:

- طراحی منحصر به فرد برای جلوگیری از ریختن مایعات روی برد و قسمت های الکترونیکی
- طراحی منحصر به فرد بدنه خارجی برای اشغال حداقل فضای دستگاه
- قابلیت مشاهده میزان مایع پر شده
- ابعاد خارجی دستگاه: ۵۴\*۳۵\*۴۹ (ارتفاع\*عرض\*عمق با لوله آب ورود و خروج) سانت

### مشخصات دمایی:

- رنج دمایی: ۱۰- تا ۴۰ درجه
- نوسان دما در ۰ درجه:  $\pm 0.2 (K)$
- نوسان دما در ۲۵ درجه:  $\pm 0.1 (K)$
- زمان رسیدن به ۹۰ درصد از SP از دمای محیط به ۰ درجه: ۶۰ دقیقه
- حداکثر توان سرمایی: ۱۵۰ وات
- دقت دمای بالا



مدل	RM6
ظرفیت (L)	۴ لیتری
توان (w)	۱۳۰۰
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت ۶ آمپر
وزن دستگاه خالی (kg)	۳۶



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com

# کیمیا طب گستر

## مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

### مشخصات سیرکولاتور:

- دبی در فشار خروجی 0 BAR : ۶ (L/min)
- دبی در فشار خروجی 0.1 BAR : ۳ (L/min)
- حداکثر فشار خروجی: ۰.۲ (bar)
- حداکثر ارتفاع خروجی: ۲ (m)
- قابلیت تنظیم دبی خروجی پمپ: ندارد
- حداکثر زمان کارکرد: دائم کار

### مزایای ویژه:

- رنج وسیع کارکرد از ۱۰- تا ۴۰+ درجه
- آلارم های شنیداری و دیداری
- تایمر ۹۹۹ ساعته هوشمند
- عیب یاب مرکزی
- PID کنترلر

### شرایط نصب:

- فاصله دستگاه از دستگاه ها و دیوار های کناری: ۱۵ سانت
- فضای خالی بالای دستگاه: ۳۰ سانت
- فاصله دستگاه از دیوار پشت: ۲۰ سانت
- حداقل و حداکثر دمای محیط: ۱۶ الی ۲۶ درجه
- حداکثر رطوبت: ۷۰ RH%



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com