


کیمیا طب گستر

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه:


- دستگاه قادر به انجام چهار آزمایش استحکام فشاری، استحکام برشی، استحکام خمشی و استحکام کششی با دقت بالا می باشد.
- بصورت مستقیم می تواند اعداد مربوط به هر نمونه را ثبت نماید و در حافظه خود نگهداری کند.
- دیجیتالی
- قابلیت اندازه گیری استحکام سرد انواع ماسه ریخته گری(تر، ماهیچه و رزینی)
- امکان نصب فک های مخصوص آزمون های مختلف (فشار، کشش، برش و خمش)
- قابلیت تنظیم سرعت اعمال نیرو
- کنترل دیجیتال فرآیند با قابلیت ذخیره ۲۵۶ نتیجه آزمون و امکان چاپ نتایج



متعلقات جانبی یونیورسال دیجیتالی و دستی :

- فک استحکام فشاری ماسه تر و خشک
- فک استحکام برشی ماسه تر و خشک
- فک و قالب آماده سازی نمونه استحکام کششی سرد
- فک و استحکام خمشی سه نقطه ماسه ماهیچه

مدل	digital-universal
ظرفیت لودسل (kgs)	۵۰۰
منبع تغذیه	تک فاز ۲۲۰ ولت



TEL:021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com